



servisco

SERVIZI DI SANIFICAZIONE, IGIENE & DISINFESTAZIONE

PRODOTTI

DISINFETTANTI - IGIENIZZANTI - SANITIZZANTI

ARGONIT OXIGEN - BIOCIDA autorizzato in deroga all'ex art.55.1 del reg.528/2012

REGOLAMENTO BIOCIDI



- DETERGENTE ALL'OSSIGENO CONFORME AL DGPRE DEL 22/02/2020 DEL MINISTERO DELLA SALUTE
- AZIONE DETERGENTE E IGIENIZZANTE
- UTILIZZABILE SU TUTTE LE SUPERFICI
- NON NECESSITA DI RISCIAQUO

cod.WM3755OX5

€10,25= a tanica + Iva

ORDINE MINIMO N.2 TANICHE



servisco

tel. 0184.44.77.4

cel. +39.335.76.32.680

mail.office@servisco.it



ARGONIT OXIGEN

A COSA SERVE?

Detergente all'ossigeno attivo igienizzante utilizzabile su tutte le superfici lavabili. Specifico per la pulizia e l'igiene di tavoli, sedie, comodini, letti, porte, maniglie, vetri, specchi, cristalli, laminati, piastrelle, interni auto, cromature, ecc. Ideale per l'utilizzo giornalieri in ospedali, case di riposo, negozi, ristoranti, hotel, uffici, enti, scuole, asili, e in tutti quei luoghi dove si vuole ottenere una profonda igienizzazione delle superfici, il prodotto è utilizzabile anche su superfici in pelle, tessuti, alluminio, vetri, e cotone, verificando la tenuta del materiale



DOSAGGIO CONSIGLIATO

Prodotto pronto all'uso

COME SI UTILIZZA?

Applicare il prodotto puro sulla superficie da pulire. Passare con carta o panno fino a completa asciugatura. Nel caso di computer o apparecchiature elettroniche spruzzare il prodotto sul panno e passare la superficie solo ad apparecchiatura spenta.

Non necessita di risciacquo.

Per igienizzare le mascherine lavabili, spruzzare direttamente il prodotto puro, lasciare agire qualche minuto e procedere con un normale ciclo di lavaggio. Prodotto adatto all'uso con nebulizzatori elettrici, facendo riferimento alle indicazioni del produttore dell'apparecchiatura.

pH 6